

感動をデザインします

TWINBIRD



26141-03

リフレクソロジーとは別名「反射学」とも呼ばれ、足ウラなどにある身体全体の臓器や器官の反射区(Reflex)をくまなく刺激することにより血液やリンパの流れを改善し、本来の自然治癒力を引き出す新しい健康法です。これにより身体の不調が改善され、健康の回復や増進等の効果が期待されます。

リフレクソロジーしませんか。


「家庭でも手軽に」

ホット&ローリングフットマッサージャー モミホカウエル

マッサージサロンのようなポカポカ&押しモミ感覚のマッサージャーです。

足のウラは「からだの縮図」

第2の心臓と呼ばれる「足ウラ」を刺激、血行を促進、リンパの流れを改善します。



効能・効果

あんま・マッサージの代用

- 疲労の回復 ●血行の促進
- 筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほくす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる



26141-01

- 医療用具
- ランプヒーター
- ローリング
- 速さ切替
- 正・逆回転
- つま先付
- 15分予約

EM-2614SI (シルキーホワイト) カートン2入 261412
ホット&ローリングフットマッサージャー
モミホカウエル ¥15,000

- 製品寸法: 約370×360×200mm
- 製品質量: 約2.8kg
- パッケージ寸法: 約390×390×215mm
- パッケージ込質量: 約3.5kg
- (標準仕様) AC100V 28W 定格時間: 15分 タイマー: 15分 (オートオフ) コード: 長さ約2.5m
- 医療用具許可番号: 15BY0004
- 主材質: PP(本体・フード)、ナイロン(ローラーカバー布)

Point 1 ホカホカマッサージにつま先フード

冷えやすい「つま先」を包み込み、ホカホカマッサージに効果的。

フードをはずして



「本製品使用(約15分)後のサーモグラフィーによる足裏皮膚温度の測定(当社実験値)
※室内温度: 約10℃

フードをつけて



26141-04


かかと部分をマッサージする際は簡単に取りはずせます。

26141-07

Point 2 2WAY X2 (正転・反転) (ヒーターON/OFF) X2 (はやい・ゆっくり)

ホット&マッサージ機能

●オレンジ色のランプヒーターで温めながらマッサージ。血行促進に役立ちます。またつま先フードで冷えやすい「つま先」を包みこみ、ホカホカマッサージに効果的。




26141-06

Point 3 ローリングマッサージ機能

- ローリング部に大小の突起を配置。大小2つの突起の回転より効果的に足ウラを刺激します。「押し」、「なでる」の心地よさがえられます。
- 「はやい」「ゆっくり」の2段階調節、正転・反転もお好みで選べます。

大きい突起




小さい突起

カバーのお手入れ

ローラーカバーはドライバー等で取り外してお手入れすることができます。



26141-08



26141-05

持ち運びも便利

本体ウラの持ち手で、手軽に持ち運びできます。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

愛情点検



★長年ご使用の電気製品の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- 電源プラグが異常に熱い。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●製品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。●製品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●寸法は幅×奥行×高さの順で記載しています。※各写真にある番号はポジNO.です。※JANコードは下6ケタのみで表示しています。上7ケタ共通「4975058」。

ツインバードの本社工場は、SGSジャパン(株)より国際規格であるISO9001及びISO14001の認証を取得しています。

●保証書は必ずお受け取りください。製品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。



ツインバード工業株式会社

本社 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2 q (0256) 92-6111(代)
東京支店 東京営業所 北関東営業所 南関東営業所 新潟営業所
大阪営業所 中四国営業所 名古屋営業所 九州営業所
国際事業本部

お客様サービス係 q (0256) 92-7455

おもとめは、親切とサービスをお届けする当店で。

●ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>
このカタログの記載内容は平成15年6月現在のものです。



PRINTED IN JAPAN '03.06.10-A01

製品の価格には、配送・使用済み製品の引き取り等の費用、および消費税は含まれておりません。